



## PAL® LC3 D

### I - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Лиофилизированная культура для прямого внесения в производственное молоко, упакованная в бумажный пакет PE ALU PE. Смесь мезофильных культур.

### СОСТАВ

Lactococcus lactis subsp. lactis

Lactococcus lactis subsp. cremoris

### II – ОПИСАНИЕ

Мезофильная гомоферментативная культура.

Постоянная доля штамма.

Альтернатива фагам доступна по запросу.

### III – ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Сливки - Масло	1,5 – 2,5 U/100 л сливок
➤ Свежий сыр	1,5 – 2,5 U/100 л молока
➤ Мягкие сыры	2,5 U/100 л молока
➤ Полутвердые сыры	2,5 U/100 л молока
➤ Голубые сыры	2,5 U/100 л молока
➤ Твёрдые сыры	2,5 U/100 л молока

Рекомендуемые дозы внесения культур приведены в качестве общего руководства. В зависимости от технологии, содержания жира и свойств желаемого продукта могут потребоваться дополнительные культуры.

Мы не несем ответственности за неправильное применение.

Если пакетик хранится при отрицательной температуре, то перед использованием закрытый пакетик необходимо выдержать при комнатной температуре от 30 до 60 минут. Иначе, производительность культуры может пострадать. Перед использованием проверьте, что используемая культура находится в форме порошка. Добавляйте культуру непосредственно и после регидратации в производственное молоко, как только лопасти мешалки будут покрыты молоком. Избегайте образования пены и воздуха в молоке.

Все содержимое упаковки должно быть использовано для обеспечения постоянного качества продукта.



LABORATOIRES STANDA – 68, rue Robert Kaskoreff – 14050 CAEN France

Интернет-магазин товаров для сыроделия «Про Сыр»



#### IV - УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

После получения храните культуры в соответствии с условиями и в течение сроков, указанных на этикетке. Культуры могут перевозиться при комнатной температуре в течении нескольких дней без ущерба для их качества.

#### V – СПЕЦИФИКАЦИЯ

##### **a) Физические/ химические характеристики**

###### **Окислительная активность в тестируемой среде:**

Восстановленное обезжиренное молоко с содержанием сухого вещества 10%, нагретое в течение 20 минут при 110 °C. Стандартизировано до pH 6,6.

Скорость инокуляции: 2,5 U / 100 л

**Дельта pH = 0,9**

**Время**, необходимое для достижения указанного значения **Дельта pH ≤ 6 часам** при температуре **30 °C**.

##### **b) Микробиологические**

Entérobactéries	< 10 КОЕ/г
Levures - Moisissures (Дрожжи и плесени)	< 10 КОЕ/г
Staphylococcus à coagulase +	< 10 КОЕ/г
Listeria monocytogenes	отсутствие в 25 г
Salmonella spp	отсутствие в 25 г

Гарантированные значения обеспечиваются системой HACCP, а также гигиеной завода и персонала.

#### VI – ДЕКЛАРАЦИЯ АЛЛЕРГЕНОВ

Аллергены, определенные Регламентом 1169/2011 / ЕС и предусмотренные Директивами 2003/89 / EC - 2006/142 / EC - 2007/68 / EC.

Да	Нет	Аллергены
	X	Злаковые, содержащие клейковину
	X	Ракообразные
	X	Яйца
	X	Рыба
	X	Арахис и продукты, содержащие арахис
	X	Соевые бобы и продукты, содержащие сою
X		Молоко (включая лактозу)
	X	Орехи
	X	Сельдерей
	X	Люпины
	X	Моллюски
	X	Горчица
	X	Семена кунжута
	X	Диоксид Серы и сульфиты (>10мг/кг)



LABORATOIRES STANDA – 68, rue Robert Kaskoreff – 14050 CAEN France

Интернет-магазин товаров для сыроделия «Про Сыр»



## VII – ГМО СТАТУС

Культуры **PAL® LC3 D** не содержат генетически модифицированных организмов или производных ГМО в соответствии с определениями, установленными Регламентом 1829/2003 (ЕС) и Регламентом 1830/2003 Европейского парламента и Совета от 22/09 / 03.

## VIII – ESB (BSE/TSE) ДЕКЛАРАЦИЯ

Ферменты **PAL® LC3 D** не содержат добавленных ингредиентов бычьего происхождения.

## IX – ПИЩЕВОЙ СТАТУС

Культуры **PAL® LC3 D** являются совместимыми технологическими добавками для применения в пищевой промышленности. Эти культуры не содержат семян или ингредиентов животного происхождения.

## X – ИОНИЗАЦИЯ

Культуры **PAL® LC3 D** не подвержены ионизации.

## XI – МАРКИРОВКА

PAL® LC3 D 2U	A04044
PAL® LC3 D 5U	A04137
PAL® LC3 D 10U	A04138

## XII – ЛЕГИТИМНОСТЬ

Пользователь должен убедиться, что этот продукт соответствует его ожиданиям и соответствующим требованиям сертификации.

Мы рекомендуем вам обратиться к Регламенту ЕС № 1169/2011 и его поправкам или к нормативным законам вашей страны.

## XIII – СООТВЕТСТВИЕ ХАЛЯЛЬ И КОШЕР

**PAL® LC3 D** соответствует ассортименту культур, сертифицированному ХАЛЯЛЬ и КОШЕР.

Культуры **PAL® LC3 D** не содержат ингредиентов животного происхождения, и наши лаборатории не используют спирт для их производства.

Данный документ является КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ и эксклюзивным имуществом STANDA Laboratories. Любое воспроизведение, раскрытие, публикация, в том числе в Интернете, ранее не разрешённое в письменной форме STANDA Laboratories, запрещено.

Информация, содержащаяся в этом документе, не является гарантийным обязательством и основана на состоянии наших знаний на дату, указанную в ссылке на документ. Данная документация не должна рассматриваться как исчерпывающая и не освобождает пользователя от выполнения своих обязательств.



LABORATOIRES STANDA – 68, rue Robert Kaskoreff – 14050 CAEN France

Интернет-магазин товаров для сыроделия «Про Сыр»